

SMART KIA

H O B A K A L L A

Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak

"Ibu Sehat, Bayi Kuat, Keluarga Bahagia"

PANDUAN LENGKAP PENGUNAAN SMART-KIA

<https://smart-kia-hobakala.vercel.app>

Dikembangkan untuk Rumah Sakit Hoba Kalla

Daftar Isi

1 Pengenalan Sistem

2 Login ke Sistem

3 Dashboard Utama

4 Modul Pasien (RM)

5 Modul ANC

6 Modul Persalinan

7 Modul Nifas

8 Modul Bayi

9 Modul KB

10 Monitoring Kelengkapan

11 Laporan & Cetak

12 Barcode

13 Pengaturan Akun

14 Arsitektur & Deploy

15 Troubleshooting

1. Pengenalan Sistem

1.1 Apa itu SMART KIA?

SMART KIA adalah aplikasi web untuk mencatat dan memantau data kesehatan ibu dan bayi di Posyandu. Fitur utama:

- Pencatatan data pasien (rekam medis)
- Monitoring kunjungan ANC (Antenatal Care)
- Pencatatan data persalinan
- Monitoring masa nifas
- Pencatatan data bayi baru lahir
- Program Keluarga Berencana (KB)
- Laporan dan grafik

1.2 Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend	HTML/CSS/JS	Tampilan aplikasi (Vercel)
Backend	Google Apps Script	API & pemrosesan data
Database	Google Sheets	Penyimpanan data

URL: <https://smart-kia-hobakala.vercel.app>

2. Login ke Sistem

Gambar 2.1 — Halaman Login SMART KIA

Cara Login

1. Buka browser, ketik <https://smart-kia-hobakala.vercel.app>
2. Masukkan **Username** dan **Password**
3. Klik tombol "**Masuk**"

Penting: Jangan bagikan kredensial login kepada orang yang tidak berwenang.

3. Dashboard Utama

Gambar 3.1 — Dashboard Utama SMART KIA

3.1 Komponen Dashboard

Bagian	Penjelasan
Total Kunjungan	Jumlah kunjungan bulan ini & total
Data Ibu / Bayi	Jumlah data yang tercatat
Pasien Aktif	Jumlah pasien aktif bulan ini
KB	Peserta aktif Keluarga Berencana
Kunjungan Bulanan	Grafik batang per bulan
Komposisi Data	Grafik pie jenis kunjungan
Data Pasien Terakhir	5 pasien terbaru
Monitoring Kelengkapan	Kelengkapan register

3.2 Menu Navigasi (Sidebar)

Dashboard, Pasien (RM), ANC, Persalinan, Nifas, Bayi, KB, Monitoring, Master Data, Laporan & Cetak, Grafik Bulanan, Aktivitas Terakhir, Barcode, Panduan, Pengaturan, Logout.

4. Modul Pasien (RM)

Gambar 4.1 — Daftar Data Pasien

4.1 Menambah Pasien

1. Klik "**Pasien (RM)**" di sidebar
2. Klik "■ **Tambah**"
3. Isi formulir: No RM, Nama Ibu, Nama Suami, NIK, Umur, Alamat, No HP
4. Klik "**Simpan**"

4.2 Edit / Hapus

Klik tombol "**Edit**" atau "**Hapus**" pada baris data yang diinginkan.

Peringatan: Penghapusan data bersifat permanen.

5. Modul ANC (Antenatal Care)

Gambar 5.1 — Formulir Data ANC

5.1 Cara Menambah Data ANC

1. Klik **"ANC"** di sidebar
2. Klik **■ Tambah**
3. Pilih No RM pasien
4. Isi data: Tanggal Kunjungan, DJJ, UK, HB, Syphilis, HIV, HbSAg, GoIDA, GDS, Keluhan, Rujuk
5. Klik **"Simpan"**

Tips: Pastikan No RM sudah terdaftar di modul Pasien sebelum menambah data ANC.

6. Modul Persalinan

Gambar 6.1 — Formulir Data Persalinan

6.1 Cara Mengisi

1. Klik "**Persalinan**" di sidebar
2. Klik "■ **Tambah**"
3. Pilih No RM, isi: Tanggal Persalinan, Usia Kehamilan, Jenis Persalinan, Jenis Kelamin Bayi, Berat Bayi, Rujuk
4. Klik "**Simpan**"

7. Modul Nifas

Gambar 7.1 — Formulir Data Nifas

7.1 Cara Pengisian

1. Klik "**Nifas**" di sidebar
2. Klik "■ **Tambah**"
3. Pilih No RM, isi: Tanggal Kunjungan Nifas, Kunjungan Nifas Ke, Keadaan Umum, TFU, Lochia, ASI, Rujuk, Keterangan
4. Klik "**Simpan**"

8. Modul Bayi

Gambar 8.1 — Formulir Data Bayi

8.1 Cara Menambah Data Bayi

1. Klik **"Bayi"** di sidebar
2. Klik **"■ Tambah"**
3. Pilih No RM ibu, isi: Nama Bayi, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Nama Ayah, Keadaan Bayi, Rujuk
4. Klik **"Simpan"**

9. Modul KB (Keluarga Berencana)

Gambar 9.1 — Formulir Data KB

9.1 Status Kepesertaan KB

Status	Keterangan
KB Baru	Peserta baru pertama kali
KB Aktif	Peserta aktif (sudah pernah pakai KB)
Ganti Cara	Peserta mengganti jenis KB

10. Monitoring Kelengkapan

Gambar 10.1 — Monitoring Kelengkapan Register

Modul ini menampilkan kelengkapan register pasien. Cek apakah setiap pasien sudah memiliki data ANC, Persalinan, Nifas, Bayi, dan KB.

Tips: Gunakan monitoring ini untuk memastikan semua data pasien lengkap.

11. Laporan & Cetak

Gambar 11.1 — Halaman Laporan & Cetak

11.1 Membuat Laporan

1. Klik **"Laporan & Cetak"**
2. Klik **"Export Excel"** atau **"Export PDF"**
3. File akan otomatis terdownload

12. Barcode

Gambar 12.1 — Modul Barcode

1. Klik **"Barcode"**
2. Masukkan No RM
3. Klik **"Generate"** lalu **"Print"**

13. Pengaturan Akun

Gambar 13.1 — Halaman Pengaturan

13.1 Mengubah Password

1. Klik **"Pengaturan"**
2. Isi password lama, password baru, konfirmasi
3. Klik **"Simpan Password"**

13.2 Manajemen User (Admin)

Admin dapat menambah dan menghapus user melalui tab **"Manajemen Akun"**.

Penting: Gunakan password yang kuat. Jangan bagikan kredensial.

14. Arsitektur & Deploy

14.1 Struktur File

smart-kia/

- `index.html` – Frontend
- `code.gs` – Backend Google Apps Script
- `screenshots/` – Screenshot panduan
- `PANDUAN_SMART_KIA.pdf` – Panduan PDF

14.2 Deploy ke Vercel

1. Buka vercel.com, login dengan GitHub
2. Klik "New Project" → pilih repo **smart-kia-hobakala**
3. Klik "Deploy"
4. Website tersedia di smart-kia-hobakala.vercel.app

14.3 Deploy ke Google Apps Script

1. Buka script.google.com
2. Buka project SMART KIA
3. Deploy → New deployment → Web app
4. Execute as: **Me**, Who has access: **Anyone**
5. Salin URL Web App

Catatan: Setiap perubahan `code.gs` harus re-deploy di GAS.

15. Troubleshooting

Masalah	Solusi
Login gagal	Hubungi admin untuk reset password
Loading lama	Tunggu beberapa detik, GAS butuh warm-up
Data kosong	Pastikan sudah menambah data di modul terkait
Error 500	Refresh halaman, cek log di Google Apps Script
Error koneksi	Periksa koneksi internet

Tips Performa

- Gunakan Chrome atau Edge untuk performa terbaik
- Bersihkan cache browser secara berkala
- Gunakan WiFi untuk upload data banyak

SMART KIA HOBA KALLA

"Ibu Sehat, Bayi Kuat, Keluarga Bahagia ♥"

© 2026 — Dikembangkan untuk Posyandu Hoba Kalla